

We KNOW HOW

A CIMAI é um
PARCEIRO
para os seus
clientes

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CÓDIGO DE PRODUTO
04635

FAMÍLIA
equipamentos proteção
individual

REQUISITOS:

Cumpe todos os requisitos aplicáveis da Diretiva 93/42/EEC, anexo I, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47/EC

Normas aplicadas: EN 14683:2019 - Requisitos de máscaras faciais médicas e métodos de teste

Tipo IIR

Classificação: Classificada como Classe I não esterilizada, de acordo com o anexo IX, regra 1 da Diretiva 93/42/EEC

As informações contidas neste catálogo são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 19-06-2020



MÁSCARA CIRÚRGICA

Máscara facial cirúrgica para proteção contra agentes infecciosos.

PROPRIEDADES:

As camadas são feitas de tecido fundido e não tecido.

USO RECOMENDADO:

A máscara cirúrgica tem como função conter a projeção de gotas de saliva e de secreções das vias respiratórias superiores do utilizador.

- Quando usada por um profissional de saúde, a máscara cirúrgica impede a eventual contaminação do paciente e do ambiente (atmosfera, superfícies, material e equipamento, campo cirúrgico).

- Quando usada por um paciente infetado com uma doença contagiosa (ex: Coronavírus, SARS, H1N1): evita que este contamine outras pessoas e o próprio ambiente.

INSTRUÇÕES DE USO:

Retirar a máscara da embalagem e colocá-la sobre o rosto, segurando-a apenas pelos elásticos. A máscara deve cobrir o nariz, a boca e o queixo. Uma vez a máscara bem ajustada,

não deve mexer-lhe nem reposicioná-la até a retirar. As máscaras descartáveis, assim que são retiradas, devem ser imediatamente colocadas num contentor próprio para sua eliminação definitiva.

Deve trocar-se de máscara regularmente: pelo menos de 3 em 3 horas.

Lave as mãos antes e depois de colocar uma máscara.

DIMENSÕES UNITÁRIOS:

17,5 cm x 9,5 cm
Peso 2,7gr

EMBALAGEM:

50 unidades / caixa de cartão



CIMAI - Engenharia e Química Avançada, Unipessoal Lda
Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-192 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com