

We **KNOW HOW**

A **CIMAI** existe para o ajudar a criar **VALOR**

FICHA TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION SHEET

CODIGO DE PRODUTO
6002060001

FAMILIA
tratamento de águas

A **SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4** é preparada de acordo com fórmulas precisas e padronizadas com um eletrodo e medidor de pH calibrado com padrões NIST.

As informações contidas neste documento são baseadas na nossa experiência, não substituem, no entanto, ensaios preliminares que deverão sempre ser feitos, uma vez que as condições de aplicação dos produtos estão fora do nosso controlo. A CIMAI apenas se responsabiliza pela manutenção das características dos produtos de acordo com a nossa especificação.

revisão 30-11-2015



SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4

Solução padrão de pH 4±0.02

PROPRIEDADES:

Líquido incolor e transparente.

USO RECOMENDADO:

Este valor padrão é largamente utilizado em instalações de purificação da água, na indústria alimentar, piscinas e onde quer que o pH se espere ligeiramente ácido.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

A **SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4** é usada na verificação e calibração dos medidores de pH que habitualmente fazem medições a pH ácido. Seguir as instruções de calibração para cada medidor de pH. A verificação/calibração deverá ser efetuada periodicamente.

PRECAUÇÕES:

Não tomar oralmente
As pastilhas reagentes são utilizadas exclusivamente para fins de análise química, não devendo ser aplicadas com outras finalidades.
As pastilhas reagentes devem ser mantidas afastadas das crianças.

ARMAZENAGEM:

Manter o recipiente fechado e protegido da luz direta do sol. Armazenar à temperatura ambiente (15 a 25 °C).

CLASSIFICAÇÃO:

Este produto não está classificado como perigoso.

EMBALAGEM:

250ml

CIMAI
ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.

Travessa de São João, Lt 110, Serra Casal de Cambra
2605-196 Belas
Tel.: 219 818 440; Fax: 219 818 450; info@grupo-cimai.com
www.grupo-cimai.com